

Oriplast

Schleimabsauger

für Neugeborene

Gebrauchsanweisung



Zweckbestimmung	1. Steriles Medizinprodukt zur nasalen / oralen und trachealen Anwendung. 2. Produkt dient der Absaugung von Mucos und Sammeln von Sekret für Laboruntersuchungen.
Gegenindikationen	1. Das Medizinprodukt darf nur im festgelegten Anwendungsbereich verwendet werden.
Anwendungshinweise	1. Überprüfen Sie die Verpackung auf Unversehrtheit und gültige Haltbarkeit. Zum Zwecke der sicheren Verwendung des Produkts (Verhinderung der Fremdkörperaspiration), NICHT VERWENDEN, wenn die Primärverpackung beschädigt ist, Fremdstoffe bzw. Fremdkörper enthält. Entnehmen Sie danach unter aseptischen Bedingungen den Sauger aus der Verpackung. Achten Sie auf die Integrität des Fixiergummis. Im Falle der Auffindung der Abbaumerkmale der Produktkomponenten wird es dringend gefordert: - das Produkt nicht zu verwenden! - den Hersteller zu informieren! - bei Vorkommnissen nationale Meldepflicht beachten! 2. Das Medizinprodukt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht erneut sterilisiert werden. Der Schleimabsauger muss nach erstmaliger Verwendung entsorgt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für direkte Neben- und Folgeschäden, die aus einer Wiederverwendung resultieren.

Warnhinweise	1. Das Medizinprodukt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. 2. Das Medizinprodukt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung des Medizinproduktes kann zu möglicherweise ernsthaften Infektionen, Kreuzkontaminationen, Übertragung von Bakterien, Viren, sowie Einschränkungen von Leistungs- und Funktionsparametern führen. 3. Überzeugen Sie sich vor Verwendung von der Unversehrtheit des Medizinproduktes und der Verpackung. 4. Lesen Sie vor Verwendung die Gebrauchsanweisung. 5. Überprüfen Sie die gültige Haltbarkeit. 6. Das Medizinprodukt darf nur gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden. 7. Verwenden Sie das Medizinprodukt unmittelbar nach Öffnung der Verpackung. 8. Das Medizinprodukt darf nur durch Ärzte und geschultes medizinisches Personal verwendet werden.
	9. Nach Verwendung ordnungsgemäß entsorgen. Nicht aufbereiten, säubern oder sterilisieren. 10. Unsachgemäßer Transport und Beschädigungen können zu strukturellen und / oder funktionellen Einschränkungen des Medizinproduktes oder der Verpackung führen.
Hinweise zur Lagerung	1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5°C bis +40°C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern. 2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Überschreitung der empfohlenen maximalen Lagertemperatur von 40 °C kann zu einer Beeinträchtigung des Produktes führen.
Hinweis zur Entsorgung	Benutztes Produkt kontaminationsgerecht entsorgen.

Zusätzliche Medizinprodukte- information	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745				
					
					
					