

EINLAUFBEUTEL 2000

BESCHREIBUNG

Fassungsvermögen: 2000 ml, mit Aufhängeöse und Abflussschlauch, graduiert

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Abflussschlauch abklemmen
2. Beutel füllen
3. Tasche aufhängen
4. Spülflüssigkeit durchlaufen lassen

HINWEISE

- Anwendung nur durch geschultes Personal
- Nur für Darmeinläufe verwenden
- Entsorgung über Krankenhausmüll



BU00155
0003-BU



 Hersteller
ORIPLAST GmbH Hermannstraße 150, D-66538 Neunkirchen-Saar

Code: GA BU00155
Änd.Datum: 2022/05/12 - Änd. Stand: 07



ORIPLAST GmbH
Hermannstrasse 150
66538 Neunkirchen
Germany

Phone +49 (0) 6821 / 80 47
Fax +49 (0) 6821 / 82 61
Mail info@oriplast.de
www.oriplast.de