

ORIPLAST®



Pleurapunktion

PRÄZISE ZIELE TREFFEN

Pleurapunktion

WIEDERAUFBAU DES ATMUNGSSYSTEMS

Spezielle Punktionsmethode

Utensilien für die Pleurapunktion sind vor allem in der Notfallmedizin unerlässlich: Sie dienen der sofortigen Ableitung von bspw. Flüssigkeit aus dem Brustkorb (Pleuraerguss), die die Atmung des Patienten behindert. Neben einer solchen therapeutischen Thorakozentese ist die diagnostische Pleurapunktion von Bedeutung, die der sterilen Gewinnung und Analyse des Ergusses dient.

Mögliche Ursachen eines Pleuraergusses sind zum Beispiel entzündliche Veränderungen, Tumorerkrankungen, traumatisch bedingte Verletzungen und Herzerkrankungen. Die Punktion wird unter Lokalanästhesie am sitzenden oder liegenden Patienten durchgeführt.

Die klarsichtige, dreiteilige Spritze ist für eine schnelle und einfache Konnektion mit der Kanüle mit einem **Luer-Lock-Ansatz** konzipiert. Die Spritze verfügt über ein Volumen von 50 ml.

Spritze


In unserem Pleurapunktionsset ist eine Kanüle der Größe 14 G enthalten. Diese ist durch den Luer-Ansatz schnell und mühelos konnektierbar und direkt einsatzbereit.

Kanüle

Der Ansatz ist für eine **sichere Konnektion** einer Kanüle geeignet.

Luer-Lock Ansatz





Anschlussschlauch

Der klarsichtige Anschlussschlauch ist mit einem Luer-Lock versehen und bietet zahlreiche Konnektionsmöglichkeiten zum Sekretbeutel, der einer **hygienischen und sicheren Ableitung** von Körperflüssigkeiten dient.

Dreiwegehahn-Verlängerung

Einfache Handhabung durch verwechslungssicheres Drei-Wege-Ventil.

Sekretbeutel

Unsere Sekretbeutel finden Sie in den Volumina 600 ml, 1500 ml und 2000 ml. Alle Sekretbeutel sind mit einer leicht ablesbaren Skalierung versehen, um zu jedem Zeitpunkt das Volumen der abgeleiteten Flüssigkeit im Blick zu haben.

Pleurapunktionsbesteck

Das kompakte Besteck findet in der diagnostischen und therapeutischen Punktion des Pleuraspaltraums zwischen Rippen und Lunge, z.B. beim Vorliegen eines Pleuraergusses, Anwendung.



Pleurapunktionsset

- Schlauchlänge 900 mm
- RSV
- Dreiwegehahn blau
- 50 ml Luer-Lock Spritze
- Punktionskanüle 14G
- Schutzkappe

eClass 34-29-90-90



STERILE | EO

Art.-Nr.	PZN	Volumen	Verlängerung (mm)	Bodenablauf	Überwurfmutter	DEHP	PVC	VE
VK00134	17484284	1500	400	-	-	PH7 DEHP	PVC	50
<input checked="" type="checkbox"/> VK00136	17484309	2000	400	•	-	PH7 DEHP	PVC	50
VK00140	17484315	1500	300	-	•	PH7 DEHP	PVC	50

Zubehör



Pleurapunktionsbesteck

- Schlauchlänge 900 mm
- Dreiwegehahn blau
- 50 ml Luer-Lock Spritze
- Schutzkappe

eClass 34-29-02-90



STERILE | EO

Art.-Nr.	PZN	Volumen	RSV	Verlängerung (mm)	Ansatz	Verpackung	DEHP	PVC	VE
VK00135	17484290	1500	•	400	LL pos		PH7 DEHP	PVC	50
<input checked="" type="checkbox"/> VK01061	17489436	-	-	300	LL neg		PH7 DEHP	PVC	20



Sekretwechselbeutel

- Schlauchlänge 900 mm
- LL neg

eClass 34-29-03-92



STERILE | EO

Art.-Nr.	PZN	Volumen (ml)	RSV	DEHP	PVC	VE
<input checked="" type="checkbox"/> VK00918	17488543	1500	•		PVC	100
VK01070	17489502	1500	-		PVC	100